



3D SKIN PHOTOGRAPHY SOLUTION


**PIERWSZE PRZENOŚNE SYSTEMY WIZUALIZACJI 3D
DO TWARZY, CIAŁA I PIERSI.**

POMÓŻ PACJENTOWI W PODJĘCIU DECYZJI,
PRZEDSTAW SYMULACJĘ ZABIEGOWĄ
I ANALIZĘ PARAMETRÓW CIAŁA.



LIFEVIZ® MINI - TRZY MODUŁY DO ORAZOWANIA TWARZY W 3D: SKIN CARE, FACE SHAPER I 3D VIEWER+, DO ANALIZY SKÓRY, SYMULACJI ZABIEGOWEJ I PORÓWNYWANIA

OCENA STANU SKÓRY I WYBÓR WŁAŚCIWEGO ZABIEGU



Zmarszczki

Pory skóry

Nierówności

Poziom natłuszczenia


Brązowe i czerwone plamy

Moduł **Skin Care** pokazuje wyniki pomiaru stanu skóry pacjenta w odniesieniu do średnich wyników populacji. Jednym kliknięciem wygeneruj **Report** z analizy dermatologicznej stanu skóry lub animacje 3D poszczególnych obszarów. To doskonałe narzędzia dla lekarza do komunikacji z pacjentem, uświadomienia aktualnego stanu skóry oraz łatwiejszego wytłumaczenia wskazań do proponowanego zabiegu lub postępów podjętej terapii.

W oparciu o wyniki stanu skóry, zarekomenduj kosmetyk, bądź zabieg wybierając je z Twojego personalnie utworzonego katalogu.

NARZĘDZIA KOMUNIKACYJNE:

Wydrukuj, zapisz i wyświetl pliki pacjentów (jpeg / animacje / raporty).







SYMULACJA MOŻLIWOŚCI ZABIEGOWYCH W 3D

Za pomocą modułu **3D Face Shaper** wykonaj symulację zabiegu, określ oczekiwania pacjenta i wybierz najlepszą opcję leczenia. Zwizualizuj pacjentowi rekomendowane zabiegi, aby pomóc mu w podjęciu decyzji. Zwróć uwagę na złożoność procesu starzenia, podejmij kompleksowe działanie, aby uzyskać harmonijne i przewidywalne wyniki leczenia.



WIZUALIZACJA WYGLĄDU PACJENTA PRZED I PO ZABIEGU ZA POMOCĄ 3D VIEWER+

To być może jedyna szansa dla pacjenta zobaczenia się takim, jak widzą go inni i dostrzeżenia aspektów urody nie widocznych w lustrze: kształtu nosa, owalu twarzy, jej proporcji czy ewentualnej asymetrii. Osiągnij harmonię twarzy w 3D. Zastosuj globalny standard piękna dla swoich pacjentów. Oceniaj kąty, odległości, stosunek wysokości i szerokości twarzy, jednym kliknięciem, następnie sprawdź jak blisko jest Złotego Standardu w zakresie proporcji twarzy. **Uwaga!** W 3D Viewer+ pojawiła się także funkcja do zabiegów liftingu twarzy, obrazująca kierunek przemieszczenia tkanek.



FUNKCJA SILHOUETTE

Możesz teraz łatwo śledzić wyniki i porównywać zdjęcia przed i po korekcji objętości. Nowa funkcja Silhouette umożliwi Twoim pacjentom wizualizację skuteczności zabiegowej, poprzez nałożenie nakładki na zdjęcia przed i po zabiegu, aby potwierdzić postęp i skuteczność ich leczenia.



DOKŁADNIE PORÓWNAJ ZDJĘCIA PRZED I PO ZABIEGU

Śledź postępy podjętych terapii w zakresie zmian naczyniowych i barwnikowych. Wizualizuj i oznaczaj ilościowo zmiany objętości przy korekcji kształtu twarzy, wypełnianiu bruzd i ubytków objętościowych, czy redukcji tkanki tłuszczowej. Dostępnych jest kilka opcji wizualizacji.

LIFEVIZ® BODY - TRZY MODUŁY DO ORAZOWANIA CIAŁA I PIERSI W 3D: 3D VIEWER+ ORAZ BREAST I BODY SHAPER DLA PORÓWNYWANIA EFEKTÓW I SYMULACJI ZABIEGOWYCH

WIZUALIZACJA CIAŁA 360° I PIERSI DZIĘKI 3D VIEWER+


Za pomocą pojedynczego kliknięcia możesz zmierzyć dowolny obwód tułowia oraz zdjąć wszystkie wymiary pod kątem np. dopasowania implantu piersiowego czy zabiegu lipofillingu piersi, czy pośladków. To nieoceniona oszczędność czasu, komfort dla pacjenta i precyzja wyników.

Dobieraj zabiegi, adekwatnie do obiektywnych wymiarów i urealnij oczekiwania pacjenta dysponując narzędziami do łatwiejszej komunikacji.



SYMULACJA MOŻLIWYCH EFEKTÓW ZABIEGOWYCH

Pokaż pacjentowi jakich rezultatów może oczekiwać korzystając z technologii zabiegowych do redukcji tkanki tłuszczowej, czy korzystając z zabiegów liposukcji, czy lipofillingu, uwzględniając cechy anatomiczne pacjenta. Poznaj faktyczną skuteczność oferowanych zabiegów, dzięki możliwości pomiaru efektów zabiegowych w zakresie zmian objętościowych oraz różnic w obwodzie.



Pobierz kompletny katalog dostępnych implantów piersiowych i stwórz swojej pacjentce możliwość wyboru.

Pozwól jej na „przymierzenie implantu”, spośród listy implantów dopasowanych do warunków anatomicznych klatki piersiowej pacjentki oraz na cieszenie się realistycznym widokiem piersi z przodu, z góry i z boku.

PORÓWNAJ, ANALIZUJ I PRZEKONAJ PACJENTA



Dzięki **3D Viewer +** możliwe jest dokładne porównanie zdjęć przed i po zabiegu, zarówno analizując sam wygląd, jak i mierząc różnice w obwodzie i zmiany objętościowe po zabiegu, zarówno w obszarze ciała, jak i piersi.

Dostępnych jest kilka opcji wizualizacji w celu oceny skóry, jej kształtu i faktury.




Objętość korekcji

Fotodokumentacja 3D to obiektywne narzędzie pomiaru skuteczności zabiegowej, które zwiększa zadowolenie pacjentów. W odróżnieniu od statycznych zdjęć 2D, które chwytają tylko poszczególne ujęcia, zdjęcia 3D demonstrują pełen obraz fotografowanego obszaru, ze wszystkimi szczegółami.

To ogromna baza informacji o bieżącym stanie pacjenta, która może być użyta w późniejszym okresie podczas analizy np. zmian starzeniowych. Geneza zmian może być podstawą decyzji o wyborze konkretnej terapii.

Wybrane z dowolnego okresu zdjęcia z kartoteki pacjenta można ze sobą porównać, podobnie jak wstecznie wykonać raport skóry.



PRZENOŚNY SYSTEM WIZUALIZUJĄCY DLA CIAŁA I PIERSI

LifeViz® Body jest unikalnym systemem z dwoma wygodnymi trybami pracy. Kamera zamontowana jest na statywie i zintegrowana zdalnie z ruchomą platformą, na której stoi pacjent. Jego ciało obraca się wraz z platformą, a aparat sekwencyjnie wykonuje 8 ujęć. Są one następnie przenoszone do oprogramowania komputerowego, automatycznie pobierane i łączone w obraz trójwymiarowy, gotowy do poddania analizie, pomiarom, symulacji czy porównaniu efektów zabiegowych. W trybie ręcznym aparat jest w stanie generować obrazy 3D piersi, w celu dokonania pomiarów, doboru implantu, weryfikacji rezultatów zabiegowych oraz tworzenia dokumentacji fotograficznej przed/pozabiegu, bez blokowania całego gabinetu niewygodnym sprzętem.




LIFEVIZ® INFINITY PRO - PIĘĆ MODUŁÓW DO ORAZOWANIA CIAŁA, PIERSI ORAZ TWARZY W 3D I WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI: 3D VIEWER+ , BREAST, BODY I FACE SHAPER ORAZ SKIN CARE DLA KOMPLEKSOWYCH SYMULACJI ZABIEGOWYCH I PORÓWNYWANIA EFEKTÓW Z NATYCHMIASTOWYM PRZESYŁEM DANYCH PRZEZ WIFI

L I F E V I Z ® I N F I N I T Y



POMOC PACJENTOWI W DOBORZE IMPLANTU

Pokaż pacjentce zdjęcie jej piersi w projekcji 3D, aby pomóc jej określić oczekiwania estetyczne. Wybierz odpowiedni implant spośród pełnego katalogu implantów i zastosuj go w projekcji 3D, symulując wygląd piersi po zabiegu. Wprowadź dane pomiarowe, a system sam zaproponuje implant dobrany do warunków anatomicznych pacjentki.




SZYBKI POMIAR PARAMETRÓW BIUSTU

Za pomocą jednego kliknięcia wyświetl parametry pomiarowe.

Zaznacz odpowiednie oznaczenia, aby dopasować pomiar do anatomii pacjenta.




Regulowane punkty kontrolne



Narzędzia pomiarowe

SYMULACJA MOŻLIWOŚCI ZABIEGOWYCH W 3D



Za pomocą modułu **3D Shaper** wykonaj symulację planowanego zabiegu, aby zrozumieć oczekiwania pacjenta oraz przedstawić możliwe do osiągnięcia rezultaty zabiegowe. Oceniaj postępy leczenia. Sprawdź skuteczność stosowanych technologii zabiegowych. Dobierz najbardziej optymalne procedury zabiegowe dla lepszego i pełniejszego efektu. Nieocenione narzędzie przy zabiegach redukcji tkanki tłuszczowej, czy lipofillingu.



Objętość korekcji (cm³)

PROSTA ANALIZA PACJENTA PRZED ZABIEGIEM, OBRAZOWANIE WYNIKÓW ZABIEGOWYCH

Wskaż pacjentowi efekty leczenia, zmierz zmiany wolumetryczne. Sprawdź, jak długo utrzymuje się rezultat wypełnienia. Zyskaj obiektywne narzędzie oceny. Ułatw komunikację z pacjentem. Pozwól mu spojrzeć na siebie oczami terapeuty.



Przed zabiegiem

Po iniekcji kwasu hialuronowego

Mapa różnic objętościowych przed i po zabiegu wraz z pomiarem.

LifeViz - jeden system. Wiele możliwości!

MOBILNOŚĆ SYSTEMU

Jedyny przenośny system obrazowania do twarzy, ciała i piersi, który jednocześnie wykonuje symulację planowanej procedury oraz prowadzi profesjonalną dokumentację zdjęć przed i po zabiegu, pogłębioną o analizę porównawczą i stan skóry.

DOKŁADNOŚĆ I POWTARZALNOŚĆ ZDJĘĆ

Za pomocą jednego przycisku oraz systemu naprowadzania laserowego, dla zachowania odpowiedniego dystansu właściwego dla twarzy, ciała bądź piersi, wykonujemy zdjęcie, w którym pozycja pacjenta jest powtarzalna podczas kolejnych wizyt, niezależnie od typu oświetlenia.

SZYBKOŚĆ I PROSTOTA

W ciągu zaledwie kilku minut, jesteśmy w stanie przejść od wizualizacji zdjęcia pacjentowi do omawiania strategii zabiegowej z uwzględnieniem oczekiwań pacjenta. System został opracowany we współpracy z lekarzami estetycznymi, tak aby nie zakłócał codziennego harmonogramu pracy.



LifeViz[®] *mini* TWARZ



LifeViz[®] *infinity* TWARZ / CIAŁO / BIUST



LifeViz[®] *Body* CIAŁO / BIUST

3D LifeViz[®] MINI: analiza porównawcza twarzy przed i po zabiegu wraz z pomiarami - **3D Viewer+**; dermatologiczna ocena stanu skóry **3D - SKIN CARE**; symulacja zabiegowa na zdjęciu 3D pacjenta - **FACE SHAPER**; oprogramowanie na 3 komputery

3D LifeViz[®] BODY: analiza porównawcza ciała i piersi przed i po zabiegu wraz z pomiarami - **3D Viewer+**; symulacja zabiegowa na zdjęciu 3D ciała i piersi - **BREAST** i **BODY SHAPER**; oprogramowanie na 3 komputery. W wyposażeniu obrotowa platforma zintegrowana z aparatem na statywie, sterowana zdalnie za pomocą pilota sterującego.

3D LifeViz[®] INFINITY PRO: analiza porównawcza twarzy, ciała i piersi wraz z pomiarami przed i po zabiegu - **3D Viewer+**; symulacja zabiegowa na zdjęciu 3D twarzy, ciała i piersi - **FACE, BODY & BREAST SHAPER**; oprogramowanie na 3 komputery. Możliwość automatycznego zgrywania zdjęć przez **WiFi**, niezwykle szybkie i intuicyjne urządzenie wyposażone w aparat wysokiej rozdzielczości. W wyposażeniu obrotowa platforma, statyw i bezprzewodowy sterownik - jak wyżej.



AESTHETIC CONCEPT
ul. Hanki Czaki 2/69, 01-588 Warszawa
tel. +48 22 415 67 92, +48 668 040 694
biuro@aestheticconcept.pl
www.aestheticconcept.com.pl

